

MIO-IONOTENS

Mio-Ionotens è l'elettrostimolatore dedicato alla ionoforesi, una tecnica che sfrutta la corrente continua per introdurre medicinali nella zona del dolore o della contrattura.

CND Z120601

REP 215198/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Dispositivo medico certificato CE0068



DOTAZIONE

- ✓ Elettroterapia TENS/NEMS/IONOFORESI con display grafico
- ✓ 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati
- ✓ Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- ✓ Caricabatterie
- ✓ Clip di aggancio alla cintura
- ✓ Manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE

- ✓ Elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata
- ✓ 3 programmi IONOFORESI
- ✓ 7 programmi RIABILITAZIONE
- ✓ 14 programmi TENS
- ✓ 13 memorie libere TENS - NEMS
- ✓ Tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
- ✓ Istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile)
- ✓ Display retroilluminato
- ✓ Intensità massima 200 mApp

DIMENSIONI APPARECCHIO

114 X 68 X 26 mm

MIO-IONOTENS

PROGRAMMI

14 PROGRAMMI TENS

- 01 Tens convenzionale (rapido)
- 02 Tens endorfinico (ritardato)
- 03 Tens ai valori massimi
- 04 Antinfiammatorio
- 05 Cervicalgia/cefalea miotensiva
- 06 Lombalgia/sciatalgia
- 07 Distorsioni/contusioni
- 08 Vascolarizzazione
- 09 Rilassamento muscolare o
decontratturante
- 10 Dolori mano e polso
- 11 Stimolazione plantare
- 12 Epicondilite
- 13 Epirocite
- 14 Periartrite

10 PROGRAMMI REHAB

- 01 Ionoforesi L
- 02 Ionoforesi M
- 03 Ionoforesi H
- 04 MENS Microcorrente
- 05 Ematomi
- 06 Edemi
- 07 TENS modulata
- 08 TENS Burst
- 09 Prevenzione atrofia
- 10 Atrofia

13 MEMORIE LIBERE

- 01 TENS 1
- 02 TENS 2
- 03 TENS 3
- 04 TENS 4
- 05 TENS 5
- 06 NEMS 1
- 07 NEMS 2
- 08 NEMS 3
- 09 NEMS 4
- 10 NEMS 5
- 11 NEMS alternato su 2 canali
- 12 NEMS alternato su 2 canali
- 13 Test batteria

COME FUNZIONA MIO-IONOTENS?

MIO-IONOTENS è studiato ed indicato per i trattamenti di cura, riabilitazione e recupero funzionale di numerose affezioni dolorose derivanti da artrite, artrosi, sciatica, lombalgia, cervicale, strappi muscolari, ecc.

MIO-IONOTENS è dotato in particolare di 3 programmi specifici per IONOFORESIS, tecnica elettroterapica che sfrutta la corrente continua per introdurre medicinali nella zona di dolore. Con questa tecnica si hanno due grandi vantaggi: si evita l'assunzione di farmaci per via orale e si va ad agire direttamente sulla zona del dolore.