

RUNNER PRO

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 254 PROGRAMMI

RUNNER PRO È UNO STUMENTO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER IL PODISTA MODERNO CHE VUOLE OTTENERE DEI MIGLIORAMENTI NELLA PRESTAZIONE. RUNNER PRO È DOTATO DI PROGRAMMI ADATTI A STIMOLARE LA MUSCOLATURA DI COLORO CHE CORRONO E OGNI RUNNER SARÀ IN GRADO DI PROGRAMMARE E PERSONALIZZARE I SUOI ALLENAMENTI IN BASE ALLE ESIGENZE PERSONALI. I PROGRAMMI SUDDIVISI IN QUATTRO MACRO-OBIETTIVI, SONO ADATTI SIA PER IL PODISTA AMATORIALE CHE PER IL PROFESSIONISTA.

58 FITNESS | 53 SPORT | 36 BELLEZZA | 30 SPECIALE RUNNING | 23 MICROCORRENTI

18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 13 RUGHE-PELLE | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 REHAB | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display
Dimensione area visibile 2,6"
Canali
4 indipendenti (8 elettrodi)
Frequenza
0,3-150 Hz *
Larghezza impulso
40-450 μ s *
Intensità
0-120 mA per canale
Alimentazione
Batterie ricaricabili
Dimensioni
100x160x35 mm
Peso
450 gr

* In base al tipo di corrente




CE
0476



DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore RUNNER PRO
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



- TENS TENS
- MENS MENS
- IONO IONO
- 3S 3S
- FN ACTION NOW
- STIM TIME
- Last 10 LAST 10
- Favorites FUNZIONE PREFERITI
- AUTO STIM
- MULTI USER
- PRO PROGRAMMABILE
- STIM LOCK
- 2+2 FUNZIONE 2+2
- MY TRAINER
- SyS SYNCRO STIM
- Work Time WORK TIME
- BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

RUNNER PRO

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 254 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SPORT

Capillarizzazione
Riscaldamento
Riscaldamento pre-gara
Recupero attivo
Forza massimale
Forza resistente
Forza esplosiva
Reattività
Resistenza aerobica
Recupero post-gara
Decontratturante
Ipertrofia

FITNESS

Rassodamento
Rassodamento Bio-Pulse
Modellamento
Modellamento Bio-Pulse
Tonificazione
Aumento massa
Body sculpting
Definizione
Jogging
Fitness anaerobico
Fitness aerobico
Prevenzione crampi

BELLEZZA

Drenaggio
Drenaggio Bio-Pulse
Lipolisi
Lipolisi post-parto
Massaggio tonificante
Massaggio connettivale
Braccia gonfie
Capillarizzazione viso
Miglioramento tono pelle
Drenaggio post-parto
Rassodamento post-parto
Rassodamento seno
Modellamento seno
Effetto lifting

REHAB

Atrofia quadricipite
Recupero post intervento LCA
Prevenzione sublussazione spalla

G-PULSE

Microlifting seno
Microlifting décolleté
Microlifting viso
Elasticità pelle
Inestetismi cellulite
Collagene Bioskin
Rughe
Rughe occhi
Rughe di espressione
Smagliature
Rinforzo unghie
Bio peeling
Ematoma

TENS E DOLORE

Tens antalgica convenzionale
Tens antalgica modulata
Tens endorfinica
Dolori mestruali
Dolore cronico
Dolore cervicale
Dolore muscolare
Dolore ginocchio
Dolore spalla (periartrite scapolo-omeroale)
Lombalgia cronica
Borsiti-tendiniti
Osteoartrite

MICROCORRENTI

Epicondilite
Periartrite scapolo-omeroale
Ripristino muscolare
Contusione
Edema
Ulcera pelle
Sciatalgia
Lombalgia
Nevralgia brachiale
Dolore acuto
Dolore articolare
Torcicollo
Colpo di frusta
Spondilosi cervicale
Distorsione spalla
Distorsione ginocchio
Tunnel carpale
Osteoartrite
Distorsione caviglia
Infiammazione tendine d'Achille

Infiammazione tendine rotuleo

Infiammazione cuffia rotatori

Infiammazione tendinea

IONOFORESI

SPORT SPECIALI

- PREPARAZIONE FISICA

Capillarizzazione
Forza resistente
Resistenza aerobica
Fartlek
Speciale trail

- PREVENZIONE

Distorsione caviglia
Crampi
Mal di schiena
Ginocchio

- DOLORE / INFORTUNI

Tendinite cronica al tendine d'Achille
Tendinite acuta al tendine d'Achille
Tens antalgica
Mal di schiena
Contratture muscolari
Infiammazione ginocchio
Distorsione caviglia
- RECUPERO
Decontratturante
Defaticamento post training

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista di programmi "3S" include 18 combinazioni di parametri. I programmi "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2. La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie ai tempi di attivazione differenziati dei distretti muscolari interessati.

ACTION NOW

La lista di programmi "Action Now" include 7 combinazioni di parametri. Tale modalità viene consigliata soprattutto in ambito sportivo o per la preparazione atletica dove si vuole sommare la contrazione muscolare indotta da uno stimolatore ad un lavoro svolto con sovraccarichi sia in forma dinamica che isometrica.